

Kundennummer _____
Bestelldatum/
Anmessdatum _____
Ansprechpartner/
Rückrufnummer _____

Auftrag Kostenvoranschlag (KV)
 Auftrag
nach KV-Nr. _____
 Lot-Nr./
Maß-Schema-Nr. _____

Geschlecht:
 weiblich männlich divers

Unterschrift/Firmenstempel _____

Kommissions/
Vorgangs-Nr. _____
bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Armversorgung


KKL	Links	Rechts
JOBST® Relax 15-20 mmHg		

Farbe


- Beige
 Rosé

Längentyp

- CG¹ - Armstrumpf
 AG¹ - Armstrumpf
mit Handteil



Längenmaße auf der Innenseite der Hand messen.



Zugmatrix: Um die optimale Passform für unsere flachgestrickten Kompressionsversorgungen zu ermitteln, sollten Umfangsmessungen unter verschiedenen Zugstärken durchgeführt werden:

- ⊖ ohne Zug + leichter Zug bis zum ersten Widerstand

JOBST® Relax

Nachruhe nach Maß. Denn das Ödem schläft nie.

Sind Ihre Kund*innen auch nachts versorgt?

Auch wenn tagsüber Kompressionsstrümpfe das Ödem optimal versorgen, kommt es am Abend nach dem Ablegen der Kompressionsversorgungen unter Umständen zu neuerlichen Schwellungen oder anderen schmerzhaften Beschwerden.

Empfehlen Sie JOBST Relax für die Ruhe- und Nachtphasen:

JOBST Relax wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken. Für entspannte Stunden und einen guten Schlaf!

Was ist das Besondere an JOBST Relax?



Polsterung

Polsterndes Material bietet Komfort.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit. Wärme und Schweiß werden von der Haut abtransportiert.



Einfaches Anziehen

Material unterstützt das Anziehen.

JOBST Relax wird nach Maß flachgestrickt.

Mittels Kostenvoranschlag kann bei der Krankenkasse um Bewilligung angesucht werden.